



SANIT Adapter für GefäßFüller



Beschreibung

Der **SANIT Adapter für GefäßFüller** ist ein mechanisches Messgerät zur Überprüfung und Ergänzung des Druckpolsters in Ausdehnungsgefäßen mittels eines Gefäßfüllers. Für alle Gefäßfüller Marken geeignet (außer Monty Gefäßfüller).

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Anwendungsgebiete

- Druckausgleich in Membranausdehnungsgefäße



Aus dem Sortiment:

Anwendung

Den Anschlussadapter auf das Schraubgewinde am Ventil der Dose aufschrauben. Anschließend den Ventilkörper am Ausdehnungsgefäß anklebmen. Das Manometer am Anschlussadapter zeigt nun den exakten Druck des Ausdehnungsgefäßes an. Sollte dieser zu gering sein, so kann man dem Behälter durch Betätigen des Kugelhahns weiteres Füllgut zuführen. Bei größeren Mengen zwischendurch den Füllvorgang unterbrechen, um den Druck zu kontrollieren. Wenn der Füllvorgang beendet ist, erst den Kugelhahn schließen, danach vorsichtig den Ventilkörper vom Gefäß abklebmen. Abschließend den Adapter vom Gefäßfüller trennen.



Bauteile

- Druckmanometer 0-6 bar
- Ventilkörper
- Messing-Kugelhahn bds. 1/4" Innengewinde
- PVC Schlauch
- Gewindeanschluss

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 1	1 Stück	8700



Beispielbild