



BCP Schnelldesinfektion Aktiv



Beschreibung

- **BioClean Professional** Desinfektionsmittel
- gebrauchsfertige Lösung
- desinfiziert und beseitigt Bakterien, Viren und Pilze
- Wirksamkeit wissenschaftlich bewiesen
- frei von künstlichen Duftstoffen
- allergikerfreundlich
- sehr schnelle Wirksamkeit

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360


E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Anwendungsgebiete

- Arbeitsplätze
- Spülen, Wasserhähne und Türklinken
- WC- und Sanitärbereich
- Schneidebretter und Küchenarbeitsflächen
- Kühlschränke uvm.

Aus dem Sortiment:



Anwendung

Die gebrauchsfertige Lösung des **BCP Schnelldesinfektion Aktiv** unverdünnt und gleichmäßig auf die zu desinfizierende Fläche sprühen. Empfohlene Aufwandsmenge pro Anwendung sind 2 Hub (entsprechen ca. 2,8 ml) auf 10 x 10 cm. Anschließend trocknen lassen. Bereits nach 1 Minute sind die auf der Oberfläche befindlichen Bakterien, Pilze und Viren beseitigt. Eine Vorreinigung der zu desinfizierenden Fläche ist nicht notwendig.

Mindesthaltbarkeit

- 24 Monate

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 6	500 ml Flasche	3365



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.